

BlauProtect®

SPRAY / SPONGE / WIPE

Skin Barrier Film for Skin Protection

FOR EXTERNAL USE ONLY

Description

BlauProtect® is a fast-drying, non-cytotoxic skin barrier film based on malonate polymer. BlauProtect® forms a transparent, flexible, and breathable film.

Indications for use

BlauProtect® is designed to protect intact or irritated skin from moisture, urine, feces, digestive juices, sweat, and wound dressings. It also protects against friction and shearing caused by clothing, shoes, or any materials that may damage the skin. Additionally, it protects the skin from irritation that can be caused by adhesive products.

Contraindications

Do not apply near or around the eyes or on mucous membranes. Do not apply if allergic to any of its components. Do not apply directly on deep, open, or bleeding wounds. Do not apply on chronic wounds (persistent or non-healing wounds). Do not apply on infected areas.

Instructions for use

- BlauProtect® Skin Barrier Film is easy to apply in any of its formats and does not require special equipment or knowledge.
- Clean and thoroughly dry the skin before applying. Make sure to remove all traces of moisturizers, lotions, lotion soaps, or waxes from the application area.
- When applying:
 - For BlauProtect® Spray Skin Barrier Film, apply by holding the sprayer 8-12 cm away from the skin, pressing the sprayer to create a protective film on the affected area.
 - For BlauProtect® Sponge and BlauProtect® Wipe Skin Barrier Film, dispense a sufficient amount with the sponge or wipe to create a protective film on the affected area.
- Allow the product to dry for at least 30 seconds.

Additional Information

- If applying BlauProtect® Skin Barrier Film in a skin fold or another skin-to-skin contact area, separate the folds and allow the product to dry completely before returning the skin to its original position.
- Ensure that BlauProtect® Skin Barrier Film has fully dried before covering it with clothing, adhesive products, dressings, or incontinence products.
- After application, you can continue your cleansing routine; the product will remain intact.
- If additional product application is required after the first application, ensure that the first application is completely dry.
- Disposal.
- The protective film will naturally disappear from the skin and does not need to be removed.

Warnings & Precautions

- If BlauProtect® comes into contact with the eye, rinse immediately with water. Do not rub or attempt to separate the eyelids. Seek medical attention.
- If skin symptoms persist or worsen, seek medical attention.
- Avoid applying on wet or moist skin.
- Do not use under medication patches.
- The use of other barrier products, ointments, creams, or lotions may reduce the product's effectiveness.
- Keep out of reach of children.
- The product in its fluid form is flammable; use it in well-ventilated areas. Avoid use near flames and ignition sources.

Other Information

Store in a dry place. Avoid excessive heat.
For shelf life, refer to the expiration date on the packaging.
Dispose of according to local regulations.

| Ref. | Presentation | Presentation / Box | Box / Secondary box |
|-------------|------------------|--------------------|---------------------|
| BP_Spray25 | Spray de 25 mL | 1 | 50 |
| BP_Spray100 | Spray de 100 mL | 1 | 10 |
| BP_Spray200 | Spray de 200 mL | 1 | 10 |
| BP_Sponge1 | Esponja de 1 mL | 5 | 10 |
| BP_Sponge3 | Esponja de 3 mL | 5 | 10 |
| BP_Wipe1 | Toallita de 1 mL | 30 | 10 |



Not made with Natural rubber latex



Read instructions for use



Temperature limitation



Do not use if damaged



Keep away from sunlight



Flammable



BlauProtect®

SPRAY / SPONGE / WIPE

Película de barrera para la protección de la piel

SÓLO PARA USO EXTERNO

Descripción

BlauProtect® es una película de barrera para la protección de la piel de secado rápido, no citotóxica, a base de polímero de malonato. BlauProtect® forma una película transparente, flexible y permeable.

Indicaciones de uso

BlauProtect® está diseñado para proteger la piel intacta o irritada de la humedad, de la orina, las heces, los jugos digestivos, la transpiración y de los apósitos para heridas. También protege de la fricción (roce) y el cizallamiento (desgarro) derivado de la ropa, zapatos o cualquier material que pueda dañar la piel. Además, protege la piel contra la irritación que puede ser causada por productos adhesivos.

Contraindicaciones

No aplicar dentro o alrededor de los ojos o en membranas mucosas. No aplicar en caso de alergia a cualquiera de sus componentes. No aplicar directamente sobre heridas profundas, abiertas o sangrantes. No aplicar en heridas crónicas (heridas persistentes o que no cicatrizan). No aplicar en áreas infectadas.

Instrucciones de uso

- BlauProtect® Película de barrera para la protección de la piel se aplica de forma sencilla en cualquiera de sus formatos y no requiere conocimientos ni equipos especiales.
- Limpiar y secar bien la piel antes de aplicar. Asegúrese de eliminar todos los restos de humectantes, lociones, jabones en loción o ceras de la zona de aplicación.
- Cuando aplique:
 - For BlauProtect® Spray Película de barrera para la protección de la piel, aplique manteniendo el pulverizador a 8-12 cm de la piel, presionando el pulverizador hasta conseguir una película de protección en la zona afectada.
 - For BlauProtect® Sponge y BlauProtect® Wipe película de barrera para la protección de la piel, dispense la cantidad suficiente con la esponja o la toallita hasta conseguir una película de protección en la zona afectada.
- Deje secar al menos 30 segundos el producto.

Información adicional

- Si se aplica BlauProtect® película de barrera para la protección de la piel, dentro de un pliegue cutáneo u otra área de contacto piel con piel, separe bien los pliegues y deje que el producto seque por completo antes de poner la piel en su posición original.
- Asegúrese de que BlauProtect® película de barrera para la protección de la piel, se haya secado por completo antes de cubrirlo con ropa, productos adhesivos, apósitos o aplicar productos para la incontinencia.

- Después de la aplicación, puede continuar su rutina de limpieza, el producto permanecerá intacto.
- Si después de una aplicación requiere aplicar más producto, asegúrese que la primera aplicación esté completamente seca.

Eliminación

La película protectora desaparecerá de la piel de forma natural y no es necesaria su retirada.

Advertencias y precauciones

- If BlauProtect® entra en el ojo, enjuague inmediatamente con agua. No frote ni intente separar los párpados. Busque atención médica.
- Si lo síntomas en la piel persisten o empeoran busque atención médica.
- Evite aplicar sobre la piel mojada o húmeda.
- No lo use debajo de los parches de administración de medicamentos.
- El uso de otros productos de barrera, ungüentos, cremas o lociones puede reducir la eficacia del producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El producto en su forma fluida, es inflamable, úselo en unas zonas ventiladas. Evite su uso cerca de llamas y fuentes de ignición.

Otra información

- Guardar en un lugar seco. Evite el calor excesivo.
- Para la vida útil, consulte la fecha de vencimiento en el empaque.
- Deseche de acuerdo con la normativa local.

| Ref. | Presentación | Unidades / Caja | Caja / Caja Secundaria |
|-------------|------------------|-----------------|------------------------|
| BP_Spray25 | Spray de 25 mL | 1 | 50 |
| BP_Spray100 | Spray de 100 mL | 1 | 10 |
| BP_Spray200 | Spray de 200 mL | 1 | 10 |
| BP_Sponge1 | Esponja de 1 mL | 5 | 10 |
| BP_Sponge3 | Esponja de 3 mL | 5 | 10 |
| BP_Wipe1 | Toallita de 1 mL | 30 | 10 |



BlauProtect®

SPRAY / SPONGE / WIPE

Filme de Barreira para Proteção da Pele

SOMENTE PARA USO EXTERNO

Descrição

BlauProtect® é um filme de barreira de secagem rápida, não citotóxico, à base de polímero de malonato. BlauProtect® forma um filme transparente, flexível e permeável.

Indicações de Uso

BlauProtect® foi projetado para proteger a pele intacta ou irritada da umidade, urina, fezes, sucos digestivos, transpiração e curativos para feridas. Também protege contra atrito e cisalhamento causados por roupas, sapatos ou qualquer material que possa danificar a pele. Além disso, protege a pele contra a irritação causada por produtos adesivos.

Contraindicações

Não aplique nos olhos ou em membranas mucosas. Não aplique em caso de alergia a qualquer um de seus componentes. Não aplique diretamente em feridas profundas, abertas ou sangrantes. Não aplique em feridas crônicas (feridas persistentes ou que não cicatrizam). Não aplique em áreas infectadas.

Instruções de Uso

- BlauProtect® Filme de Barreira para Proteção da Pele é aplicado facilmente em qualquer um de seus formatos e não requer conhecimento ou equipamento especial.
- Limpe e seque bem a pele antes de aplicar. Certifique-se de remover todos os resíduos de umectantes, loções, sabonetes líquidos ou ceras da área de aplicação.
- Ao aplicar:
 - For BlauProtect® Spray Filme de Barreira para Proteção da Pele, aplique mantendo o spray a 8-12 cm da pele, pressionando o spray até obter um filme de proteção na área afetada.
 - For BlauProtect® Sponge e BlauProtect® Wipe Filme de Barreira para Proteção da Pele, aplique a quantidade suficiente com a esponja ou o lenço até obter um filme de proteção na área afetada.
- Deixe o produto secar por pelo menos 30 segundos.

Informações Adicionais

- Se aplicar o BlauProtect® Filme de Barreira para Proteção da Pele em uma dobra da pele ou em outra área de contato pele com pele, separe bem as dobras e deixe o produto secar completamente antes de reposicionar a pele em sua posição original.
- Certifique-se de que o BlauProtect® Filme de Barreira para Proteção da Pele esteja completamente seco antes de cobri-lo com roupas, produtos adesivos, curativos ou produtos para incontinência.
- Após a aplicação, você pode continuar sua rotina de limpeza; o produto permanecerá intacto.
- Se precisar aplicar mais produto após a primeira aplicação, certifique-se de que a primeira aplicação esteja completamente seca.

Eliminação

O filme protetor desaparecerá naturalmente da pele e não precisa ser removido.

Advertências e Precauções

- Se o BlauProtect® entrar nos olhos, enxague imediatamente com água. Não esfregue nem tente separar as pálpebras. Procure atendimento médico.
- Se os sintomas na pele persistirem ou piorarem, procure atendimento médico.
- Evite aplicar sobre a pele molhada ou úmida.
- Não use sob adesivos de administração de medicamentos.
- O uso de outros produtos de barreira, ungüentos, cremes ou loções pode reduzir a eficácia do produto.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- O produto em sua forma líquida é inflamável; use-o em áreas bem ventiladas. Evite usar perto de chamas e fontes de ignição.

Outras Informações

- Armazenar em local seco. Evite calor excessivo.
- Para a vida útil, consulte a data de validade na embalagem.
- Descarte de acordo com regulamentações locais.

| Ref. | Apresentação | Unidades / Caixa | Caixa / Caixa Secundária |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| BP_Spray25 | Spray de 25 mL | 1 | 50 |
| BP_Spray100 | Spray de 100 mL | 1 | 10 |
| BP_Spray200 | Spray de 200 mL | 1 | 10 |
| BP_Sponge1 | Esponja de 1 mL | 5 | 10 |
| BP_Sponge3 | Esponja de 3 mL | 5 | 10 |
| BP_Wipe1 | Lenço de 1 mL | 30 | 10 |



Manufactured by:
Synkotech Biocompatible Materials S.L.
Av. Països Catalans, 18
43007 Tarragona (Spain)
<https://synkotechbio.com>